

## TOOTE KIRJELDUS

1. Irrigaatori otsikud
2. Irrigaatori otsiku äär
3. Signaalinupp
4. Toitenupp
5. Režiimivaliku nupp
6. Põhikorpus
7. Veemahuti paak
8. Veemahuti alus
9. Režiiminäidiku paneel
10. Nupp irrigaatori otsiku avamiseks
11. USB-C laadimispesa
12. Nupp veemahuti avamiseks
13. Veemahuti kaas
14. Nupp veemahutialuse kinnitamiseks

## OTSIKUD –

- A. Ekstra Puhas - ideaalne igapäevaseks kvaliteetseks hammaste puhastamiseks. Sobib enamikule inimestele.
- B. Ortodontiline – Koonilised harjased aitavad puhastada hambaklambrate, sildade, implantaatide ümbrust ja teha muud hambapuhastust.
- C. Parodontoloogiline – Mõeldud parodontaaltaskute loputamiseks, pakkudes kaitset igemehaiguste eest.

Ortodontilisi ja parodontoloogilisi otsikuid müüakse eraldi. Asendusotsikud, samuti ortodontilised ja parodontoloogilised otsikud.

## SEADISTAMINE

- (1) Eemaldage kogu karbi sisu ja kontrollige, et teil on olemas kõik eelpoolnimetatud osad.
- (2) Lükake soovitud otsik irrigaatori ülaosas asuvasse avasse kuni kuulete klõpsatust. Välja võtmiseks vajutage irrigaatori otsiku avamisnuppu irrigaatori tagaküljel ja tõmmake seejärel otsik välja.
- (3) Enne irrigaatori kasutamist peaksite seda laadima 6 tundi. Avage USB-C pordikate ja ühendage laadimiskaabel USB-C pesasse. Ühendage USB-A pistikusse ehk vooluallikaga. Veenduge, et irrigaator oleks enne laadimist välja lülitatud.  
**VEENDUGE, ET USB-C PORT OLEKS ENNE LAADIMIST KUIV!**
- (4) Laadimistsükli ajal järgivad tulede režiiminäidiku paneeliljoonisel näidatud järjestust, mis kuvab irrigaatori laadimisolekut. Kui värviline tuli muutub roheliseks, on irrigaator täielikult laetud. Täielikult laetud aku kestab 30 päeva kui seda kasutada igapäevaselt 2 minutit.

- (5) Kui olete veeflossaatori ära laadinud, eemaldage USB-C laadimiskaabel ja sulgege kaas kindlalt. Veenduge, et see oleks suletud täielikult, et vältida sinna vee sattumist.
- (6) Kaasavõtmis tarbeks saate oma puhtad irrigaatori otsikud hoiustada veepaagis, nagu on näidatud joonisel. Vajutage lihtsalt veemahuti ülaosas olevat veemahuti avamisnuppu ja libistage see välja. Seest leiate ka pesa oma puhaste irrigaatori otsikute hoidmiseks. Paagi taaskinnitamiseks asetage see tagasi põhikorpuse peale, kuni see klõpsatusega lukustub.

## **VEEPUHASTUSSEADME KASUTAMINE**

- (1) Irrigaatori täitmiseks keerake veemahuti tagaküljel olev kork lahti ja täitke see puhta, leige veega (alla 40 °C). Võite lisada ka paar tilka Ordo suuloputuskontsentrati, et saavutada eriti värskendav tulemus. Kui kasutate suuvett, laske pärast kasutamist mahutisse värske ja puhas vesi ja tühjendage see töörežiimil, et vältida jääkainete kogunemist irrigaatorisse.
- (2) Vajutage korraks režiimivaliku nuppu, et liikuda 3 survetugevuse vahel:
  - 1 – Tundlikrežiim (madal) – soovitatav uutele kasutajatele
  - 2 - Igapäevane puhastusrežiim (keskmine)
  - 3 – Intensiivne puhastusrežiim (kõrge)Irrigaatori kasutamise ajal saate surverežiime vahetada.
- (3) Kummarduge üle valamukohta ja asetage irrigaatori otsik suhu ja avage pisut huuled, et vesi saaks välja voolata. Irrigaatori töö alustamiseks vajutage toitenuppu. Teise võimalusena võite vajutada ka režiimivaliku nuppu, et kontrollida veevoolu – pideva voolu jaoks vajutage ja hoidke nuppu all ning lõpetamiseks vabastage see.
- (4) Hoidke irrigaatori otsikut 90° nurga all igemepiiri suhtes ja tehke iga hamba vahel paus, et tagada põhjalik puhastus. Puhastage nii igemepiirid kui ka hammaste vahed. Puhastage nii sise- kui ka välispindu. Selleks, et saada veemahutist kogu vedelik kätte, ärge kallutage irrigaatorit kasutamise ajal tagasi. Veeflossaator lülitub pärast 2 minutit töötamist automaatselt välja.
- (5) Irrigaatori veepaagil mahutavus on 260 ml, mis võimaldab seda 55 sekundit järjest kasutada. Soovitame teha kaks kasutuskorda järjest, et kogu suu korralikult puhastada – üks ülemiste ja teine alumiste hammaste jaoks. Veenduge, et mahuti oleks pärast kasutamist täielikult tühjenenud ja seejärel avage kork, et lasta sel õhu käes kuivada. Loputage otsik ja pühkige põhikorpust puhtaks.
- (6) Irrigaatori deaktiveerimiseks transpordimiseks või hoiustamise korral, vajutage ja hoidke režiimivaliku nuppu all kuni punane tuli hakkab vilkuma, mis järel aktiveerib lukustusrežiimi. Lukustusrežiimis vilgub lukustustuli 5 korda. Seadme lukustuse avamiseks vajutage ja hoidke režiimivaliku nuppu all – viimati kasutatud režiim süttib kui teie flossaatori lukustus on avatud.

## **LAADIMINE & HOOLDUS**

- (1) Kui aku maht on 30% peal, vilguvad kõik režiiminäidikupaneelituled pärast kasutamist 5 korda. Kui irrigaatori aku on tühi, vilguvad tuled samuti 5 korda, kuid seade ei lülitu enam sisse. Enne irrigaatori järgmist kasutamist on vaja seda nüüd laadida.

- (2) Veepaagi puhastamiseks eemaldage see esmalt põhikorpusest, vajutades paagi üleval osas olevale vabastamise nuppu ja libistades eemaldege paak. Eemaldage paak aluse küljest, vajutades all osas olevat avamisnuppu ja tõmmates see lahti. Kõik paagi osad saate puhastada sooja veega, samuti võib neid panna ka nõudepesumasinasse.
- (3) Irrigaatori põhikorpuse puhastamiseks veenduge, et see oleks välja lülitatud ja vooluallikast lahti ühendatud. Puhastamiseks on soovitatav aktiveerida lukustusrežiim. Kriimustuste vältimiseks kasutage irrigaatori põhikorpuse puhastamiseks pehmet ja kuiva või niisket lappi.
- (4) Rohke vee ladestuse eemaldamiseks veepaagist, täitke paak veega ja lisage 1 supilusikatäis valget äädikat. Käivitage irrigaator kuni paak on tühi, seejärel loputage seda põhjalikult puhta sooja veega. Korrake seda protseduuri iga 1-3 kuu tagant, sõltuvalt teie vee kardusastmest. Soovitatav on kasutada puhast filtreeritud vett.
- (5) Kui Irrigaatori otsikud on kulunud või määrdunud, oleks soovitatav need välja vahetada, enamasti iga 6 kuu järel.