



**NL** **Gebruiksaanwijzing** MD EU Medisch hulpmiddel

nl nl

**Beschrijving van het hulpmiddel:**

**Actieve-tabletten voor het reinigen van tray's en instrumenten.**

**Traypurol tabs lossen resten op van alginaat, zinc oxide eugenol, carboxylaat- en fosfaatcementen van afgedrukpeles en instrumenten zonder het gebruik van ultrasound. Traypurol tabs zijn biologisch afbreekbaar.**

**Prestatie-eigenschappen:**

De prestatie-eigenschappen van het hulpmiddel voldoen aan de eisen van het beoogde doel en de geldende productnormen.

**Gebruiker:**

**Traypurol tabs** wordt toegepast door professioneel in de tandheelkunde opgeleide gebruikers.

**Gebruik:**

Voor 1 liter reinigingsvloeistof zijn 2 tabletten **Traypurol tabs** nodig. De tabletten uit de folie halen en eenvoudig in de reinigingsbak plaatsen en met koud en warm water vul­len. Warm water versnelt het reiningsproces. Vermijdt contact met de huid.

De lepels en instrumenten in de **Traypurol tabs** oplossing plaatsen na het verwij­deren van grove materiaalresten. Het rechtop plaatsen van lepels bevordert het rei­ningsproces. De afgedrukpeles en instrumenten minimaal 2 uur en maximaal 72 uur in de vloeistof plaatsen. Daarna uit de vloeistof nemen en reinigen met schoon water.

**Traypurol tabs** zijn geschikt voor alle roestvrijstalen metalen en kunststof. Verschoon de reinigingsvloeistof elke 2 tot 3 dagen.

**Traypurol tabs** kunnen gebruikt worden in een ultrasoon bad, maar niet in vaatwas­ers.

Bevat: complexe verbinding > 30 %, niet ionische tenside < 5 %, corrosie remmers.

**Opslag:**

**Traypurol tabs** bij 4 °C - 23 °C droog bewaren. Gebruik het product niet meer nadat de vervaldatum is verstreken.

**Aanwijzingen, voorzorgsmaatregelen:**

– In het geval van oogcontact grondig spoelen met water en een oogarts raadplegen.

– Indien ingeslikt: direct medische hulp inroepen en verpakking meenemen.

– Onze aanwijzingen en/of adviezen ontslaan u niet van de verplichting om door ons geleverde preparaten te controleren op hun geschiktheid voor de beoogde toepassing.

**Afvoer:**

Afvoer van het hulpmiddel volgens de lokale officiële voorschriften.

**Meldingsplicht:**

Ernstige incidenten zoals overlijden, tijdelijke of blijvende ernstige verslechtering van de gezondheidstoestand van een patiënt, gebruiker of andere personen en een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid, die in samenhang met **Traypurol tabs** zijn opgetreden of hadden kunnen optreden, moeten aan VOCO GmbH en de verantwoordelijke autoriteiten worden gemeld.

**SV** **Bruksanvisning** MD EU Medicinteknisk produkt

sv sv

**Produktbeskrivning:**

**Aktiva tabletter för rengöring av avtrycksskedar och instrument.**

**Traypurol tabs löser upp rester av alginat, zinkoxid-eugenol, karboxylat och fosfatcement, från avtrycksskedar och instrument, utan användning av ultraljud. Traypurol tabs är biologiskt nedbrytbara.**

**Prestandaegenskaper:**

Produktens prestandaegenskaper motsvarar kraven enligt dess avsedda ändamål samt gällande produktstandarder.

**Användare:**

Användningen av **Traypurol tabs** utförs av användare med professionell utbildning inom tandmedicin.

**Användning:**

Två **Traypurol tabs** krävs för en liter rengöringslösning. Avlägsna bara folien, lägg tabletterna i rengöringskärlet och fyll på med kallt eller varmt vatten. Varmt vatten påskyndar rengöringsprocessen. Undvik hudkontakt.

Placera avtrycksskedar och instrument i **Traypurol tabs** lösningen efter att ha avlägsnat större materialrester. Rengöringsprocessen främjas om skedarna place­ras upprätt. Låt skedarna och instrument stå i lösningen i minst 2, men inte mer än 72 timmar. Ta upp dem och skölj med rent vatten.

**Traypurol tabs** lämpar sig för all rostfria material och plast. Byt rengöringslösning efter 2 - 3 dagar.

**Traypurol tabs** kan användas i ultraljudsbad men inte i diskmaskin.

Innehåller komplexbildare > 30 %, nonjoniska tensider < 5 %, korrosionshämman­de ämnen.

**Förvaring:**

Förvara **Traypurol tabs** torrt och vid normal rumstemperatur 4 °C - 23 °C. Använd inte efter utgångsdatum.

**Information, försiktighetsåtgärder:**

– Vid kontakt med ögon, skölj noggrant med rikligt med vatten och konsultera ögonspecialist.

– Vid förtäring kontakta genast läkare och visa förpackningen.

– Våra anvisningar och/eller vår rådgivning befriar dig inte från att kontrollera de av oss levererade preparaten avseende deras lämplighet för den avsedda använd­ningen.

**Avfallshantering:**

Produkten ska avfallshanteras enligt föreskrifter från lokala myndigheter.

**Rapporteringsskyldighet:**

Allvarliga tillbud som dödsfall, tillfällig eller permanent bestående försämring av en patients, en användares eller andra personers hälsotillstånd samt allvarlig fara för folkhälsan, som uppkommer eller skulle ha kunnat uppkomma i samband med **Traypurol tabs** ska rapporteras till VOCO GmbH samt till ansvarig myndighet.

**DA** **Brugsanvisning** MD EU Medicinsk udstyr

da da

**Produktbeskrivelse:**

**Aktive tabletter til rengøring af aftryksskeer og instrumenter.**

**Traypurol tabs opløser rester af alginater, zink oxid eugenol, carboxylat- og fosfatcementer fra aftryksskeer og instrumenter uden brug af ultralyd. Traypurol tabs er biologisk nedbrydelige.**

**Egenskaber:**

Produktets egenskaber stemmer overens med kravene til det erklærede formål og de relevante produktstandarder.

**Bruger:**

**Traypurol tabs** skal anvendes af en bruger, der har en professionel uddannelse inden for odontologi.

**Anvendelse:**

2 **Traypurol tabs** bruges til 1 liter rengøringsopløsning. Tag tabletten ud af folie­indpakningen, placer den beholderen og påfyld koldt eller varmt vand. Varmt vand accelererer rengøringsprocessen. Undgå kontakt med huden.

Placer aftryksskeer og instrumenter i **Traypurol tabs** opløsningen efter at have fjernet større stykker af materiale. Hvis skeerne kan stå oprejst fremmer det ren­gøringsprocessen. Efterlad aftryksskeerne og instrumenter i væsken i mindst 2 timer, men ikke mere end 72 timer. Fjern skeerne og skyl med rent vand.

**Traypurol tabs** er velegnede til alle rustfrie metaller og plastic.

Skift rensvæsken hver 2 - 3 dag.

**Traypurol tabs** kan bruges i ultralydsbade, men ikke i opvaskemaskiner.

Indeholder > 30 % komplekse midler, < 5 % ikke-ioniske tensider, korrosions inhibitorer.

**Opbevaring:**

**Traypurol tabs** opbevares tørt ved temperaturer mellem 4 °C - 23 °C. Efter udløbs­datoen må produktet ikke længere anvendes.

**Anvisninger, forholdsregler:**

– Ved kontakt med øjnene skyl grundigt med masser af vand og konsulter en øjenlæge.

– Hvis det synkes, søg øjeblikkelig lægehjælp og vis pakken.

– Vores anvisninger og/eller vejledning fritager ikke brugeren for selv at kontrollere om produkter, der leveres af os, egner sig til de tilsigtede anvendelsesformål.

**Bortskaffelse:**

Bortskaffelse af produktet iht. de lokale forskrifter.

**Meldepligt:**

Alvorlige hændelser som døden, en midlertidig eller varig forringelse af en patients, en brugers eller andre personers helbredstilstand og en alvorlig fare for den offentlige sundhed, der er opstået eller havde kunnet opstå i forbindelse med **Traypurol tabs**, skal meldes til VOCO GmbH og de ansvarlige myndigheder.

**NO** **Bruksanvisning** MD EU Medisinsk utstyr

no no

**Produktbeskrivelse:**

**Aktive tabletter for rengjøring av avtrykk skjeer og instrumenter.**

**Traypurol tabs løser opp rester av alginat, ZnO-Eugenol, carboxylat- og fosfatsement på avtrykkskjeer og instrumenter, uten bruk av ultrasonisk bad. Traypurol tabs er biologisk nedbrytbar.**

**Egenskaper:**

Produktets egenskaper samsvarer med kravene til den tiltenkte bruken og relevan­te produktstandarder.

**Bruker:**

**Traypurol tabs** skal brukes av profesjonelle brukere med odontologisk utdanning.

**Anvendelse:**

2 **Traypurol tabs** brukes til en liter rensvæske. Ta tablettene ut fra folien og legg de i en beholder som fylles med kaldt eller varmt vann. Varmt vann akselererer rensprosessen. Unngå hudkontakt.

Legg brett og instrumenter i **Traypurol tabs** oppløsningen etter at det meste av avtrykksmaterialene og sement på instrumentene er fjernet. Ved å plassere brette­ne rett opp og ned fremskyndes rensprosessen. La avtrykk skjeer og instrumenter ligge i oppløsningen i minst 2 timer, men ikke over 72 timer. Ta ut skjeene og skyll dem under rennende vann.

**Traypurol tabs** er egnet for alle rustfrie metaller og plast. Skift oppløsningen hver 2 - 3 dag.

**Traypurol tabs** kan brukes i ultrasoniske bad, men ikke i oppvaskmaskiner.

Inneholder kompleksmidler > 30 %, ikke ioniske tensider < 5 %, korrosjons-inhi­bitorer.

**Lagring:**

**Traypurol tabs** lagres tørt ved temperaturer mellom 4 °C - 23 °C. Ikke bruk produktet etter utløpsdatoen.

**Merknader, sikkerhetstiltak:**

– Dersom materialet er kommet i kontakt med øyne skal det skylles godt med rikelig med vann og øyespesialist kontaktes.

– Ved svelgning, oppsøk lege øyeblikkelig og fremvis emballasjen.

– Våre merknader og/eller råd fritar deg ikke fra å kontrollere om produktene som leveres av oss, er egnet til det tiltenkte formålet.

**Kassering:**

Produktet må avfallsbehandles i henhold til lokale forskrifter.

**Meldeplikt:**

Alvorlige tilfeller som dødsfall, midlertidig eller permanent alvorlig forringelse av helsen til pasienten, brukeren eller andre personer og en alvorlig folkehelse­risiko som er oppstått eller kunne ha oppstått i forbindelse med bruk av **Traypurol tabs**, må rapporteres til VOCO GmbH og de ansvarlige myndighetene.

**RU** **Инструкция по применению** MD ЕС Медицинское изделие

ru ru

## Трейпурол Табс

**Описание материала:**

**Эффективные таблетки для очистки оттисковых ложек и инструментов.**

**Таблетки Трейпурол Табс очищают оттискные ложки и инструмен­ты от остатков альгинатов, цинкоксид-эвгенольных, карбоксилатных и фосфатных цементов, также без применения ультразвука. Таблетки Трейпурол Табс биодеградации.**

**Характеристики материала:**

Характеристики материала соответствуют требованиям, предъявляемым к изделиям данного целевого назначения, а также требованиям стандартов, распространяющихся на данное изделие.

**Пользователь:**

**Trapurol Tabs** должен использоваться профессионально подготовленным в области стоматологии специалистом.

**Применение:**

Для приготовления 1 л очищающего раствора необходимо взять 2 таблетки **Трейпурол Табс**. Таблетки без упаковочной пленки положить в очистительный контейнер и заполнить холодной или теплой водой. Исключить контакт с кожными покровами. Теплая вода ускоряет процесс очистки.

После необходимой предварительной очистки ложки и инструменты положить в раствор **Трейпурол Табс**. При вертикально установленных ложках процесс очистки ускоряется.

Оттискные ложки и инструменты рекомендуется оставить в растворе, как минимум, на 2 часа, но не более чем на 72 часа. После очистки промыть чистой водой. Таблетки **Трейпурол Табс** можно использовать для любых нержавеющей металлов и пластмасс. Менять раствор каждые 2 - 3 дня.

Таблетки **Трейпурол Табс** дают хорошие результаты при применении в ульт­развуковой ванне. Не применять в посудомоечной машине. Содержат комплексообразователи > 30 %, неионные ПАВ < 5 %, ингибито­ры коррозии.

**Хранение:**

Хранить в сухом месте при температуре 4 °C - 23 °C. Не использовать после истечения срока годности.

**Указания, меры предосторожности:**

– При попадании в глаза хорошо промыть водой и обратиться к офтальмологу.

– При попадании внутрь обратиться за врачебной помощью и показать упа­ковку.

– Наши указания и/или рекомендации не освобождают Вас от проверки поставляемых нами препаратов на их пригодность к использованию в соответствующих целях.

**Утилизация:**

Материал необходимо утилизировать в соответствии с местными официальными предписаниями.

**Обязательное извещение:**

Обо всех серьезных побочных происшествиях, таких как смерть, серьезное ухудшение состояния здоровья пациента, пользователя или других лиц в течение длительного или короткого периода времени, а также о серьезной угрозе общественному здоровью, которые произошли или могли бы произойти в связи с применением **Трейпурол Табс**, следует сообщать в компанию VOCO GmbH и в компетентные органы.

**Last revised: 2024-10**

**VOCO GmbH** **Phone +49 (4721) 719-0**  
**Anton-Flettner-Str. 1-3 Fax +49 (4721) 719-140**  
**27472 Cuxhaven e-mail: marketing@voco.com**  
**Germany www.voco.dental**

**VOCO**

VC 60 002356 E1 1024 99 © by VOCO