



Filtek™

Bulk Fill
Flowable Restorative

Filtek Bulk Fill Flowable, mida on lihtsam aplitseerida.

Komposiitmaterjal 3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Restorative on nüüd uues ergonomilises süstlas, mille disain teeb kasutamise mugavamaks ja aplitseerimise lihtsamaks. See suurendab kontrolli aplitseerimise üle ja annab parema nähtavuse, et paigutada materjali kergemalt sügavatesse restauratsioonidesse.

Vähendab mullide ja materjalijääkide teket

Minimaliseerib mullide tekkimise ohtu ja materjali järelvoogu, andes parema kontrolli protseduuri üle.

Enam ei pea oletama

Roheline süstla vars näitab, kui palju on materjali järel. Kui süstal on tühi, näeb vaid varre valget osa.



Painutatav kanüül

Kergesti painutatav kanüüli ots annab parema ligipääsu.

Mugav käes hoida ja aplitseerida

Tänu kolmnurksele sõrmetoele ja süstla kujule on kasutamine hõlpsam ja käepärasem.



Peamised eelised

- Ei teki mulle ja puudub materjali järelvool
- Lihtsasti painduv kanüül annab parema ligipääsu
- Tänu ergonomilisele disainile lihtne käes hoida ja aplitseerida
- Kuni 4 mm kihi üheetapiline paigutamine
- Suurepärane adaptatsioon ja madal kootumine

Võib soojendada enne paigaldamist

Võib soojendada temperatuurini 70 °C (158 °F) kuni üheks tunniks ja kuni 25 korda.



Lihtsustatud tagahammastele mõeldud restauratsioonid



Prepareerige hammas ja aplitseerige adhesiivi, nt 3M™ Single Bond™ Universal Adhesive.



Väljutage kuni 4 mm komposiitmaterjali 3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Restorative prepareeritud kaviteeti ja valguskõvastage kasutades polümerisatsioonilampi, nt 3M™ Elipar™ DeepCure-S LED Curing Light.



Paigutage 2 mm (minimaalne) paksune kattekiht esteetilist komposiitmaterjali, nt 3M™ Filtek™ Universal Restorative, ja valguskõvastage see.

Kliiniliste fotode autor dr Rech, Seefeld, Saksamaa

Näidustused

(Kuni 4 mm paksune kiht)



Alustäidis (I–II klass)



Lainer (I–II klass)



Minimaalselt invasiivne hambaravi¹



III klass



V klass



Väikeste defektide parandus



Parandused²



Negatiivse nurga blokeerimine



Kaviteetite ja fissuuride silant



Hambakõndi ülesehitus³

Vt kasutusjuhendist näidustuste täielikku nimekirja.

Tellimisteave



Komposiitmaterjali 3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Restorative täitepakendid
Süstla täitepakendid sisaldavad:
2 süstalt (2 g); 20 kanüüli.

| VÄRVITOONID | TOOTENUMBER |
|--------------|-------------|
| A1 | 4862A1U |
| A2 | 4862A2U |
| A3 | 4862A3U |
| Universaalne | 4862UU |

| TOOTENUMBER | TOOTETEAVE: |
|-------------|--|
| 3740T | Komposiitmaterjali 3M™ Filtek™ Bulk Fill kanüülid (suurus 19), roheline (20) |



3M

3M Eesti OÜ
Veerenni 40a
Tallinn 11313

E-post: fzucker@mmm.com
Kodulehekülj www.3M.ee

3M Canada
Post Office Box 5757
London, Ontario N6A 4T1
Canada

Phone 1-888-363-3685

1. Sh väikesed koormust mittekanvad oklusaalsed restauratsioonid.
2. Ajutise akrüülvaigu ja komposiitvaigu parandus.
3. Kus on säilinud vähemalt pool kroonipoolset hambakude, et krooni struktuuralselt toetada.

3M, Elipar ja Filtek on 3M või 3M Deutschland GmbH kaubamärgid. Kanadas kasutatakse litsentsi alusel. Taastöödelge. © 3M 2019 Kõik õigused on kaitstud. 70-2013-7232-6