

# Universaalne. Voolav. Tugev. Teie uus lemmik komposiit.

## CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal



CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal tähistab murrangulist muutust universaalsete komposiitide kasutusvõimalustes. Integreerides suure täiteosakeste koguse ja saavutades suure paindetugevuse, suudab CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal pakkuda esteetilisi tipptulemusi püsilahendusena. Selle ainulaadne valgusdifusiooni tehnoloogia võimaldab töötada ainult ühe universaalse tooniga enamiku tagahammaste ja esihammaste kaviteetide ja värvuste korral. UD (universaalne tume) annab parimaid tulemusi alates tooniga B3 kaviteetide korral, millel puudub tagumine sein, (nt IV klassi kaviteetid). Toote mugavamaks käsitlemiseks on saadaval kaks voolavuse valikut: madal ja eriti madal.

### 1 TOON

Katab kõik 16 VITA\* tooni kõikide kaviteetide korral, v.a ilma tagumise seinata ning tooniga B3 ja tumedamad.

### 2 VOOLAVUSE ASTET

Madal ja eriti madal paljudeks erinevateks näidustusteks.


### MULJETAVALDAV TUGEVUS

Sobib kasutamiseks isegi suure koormusega tagahammaste restauratsioonides.



### Kõik restauratsioonid. Ainult kaks tooni. Kuidas see toimib?

Saladuseks on nutikas kombinatsioon emaililaadsest läbipaistvusest, dentiinilaadsest värvusest ja valgusdifusiooni tehnoloogiast (LDT). Emaililaadse läbipaistvuse tõttu liigub valgus läbi materjali, tuues esile ümbritseva hambastruktuuri värvuse. Peenhäälestades värvust, mida ümbritsev hambastruktuur ei mõjuta, saavutatakse loomulikud tulemused. Viimaks paneb LDT restauratsioonid emailile ja dentiinile omaselt valgust hajutama. Selle tulemusel integreerub materjal ümbritsevasse hambastruktuuri hõlpsasti ja sujuvalt.



Artikli nr	Toode	Pakendi sisu
#4600-EU	CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Low (U) süstal	Süstal 2.7g/1.5ml, 15x nõelaotsikut
#4601-EU	CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Low (UD) süstal	Süstal 2.7g/1.5ml, 15x nõelaotsikut
#4620-EU	CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Super Low (U) süstal	Süstal 2.7g/1.5ml, 15x nõelaotsikut
#4621-EU	CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Super Low (UD) süstal	Süstal 2.7g/1.5ml, 15x nõelaotsikut
#3331-EU	CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Needle Tip (N)	20x

\*VITA on ettevõtte VITA Zahnfabrik kaubamärk, Bad Sackingen, Saksamaa