

CLEARFIL™ SE PROTECT

Antibakteriaalne sidussüsteem



ANTIBAKTERIAALNE SIDUSSÜSTEEM

Uue ja mitmekülgse antibakteriaalse adhesiivi Clearfil Se Protectiga on teie tööd tulevikukindlad. See on järgmine versioon maailma esimesest isesöövitavast adhesiivist ja sellel on usaldusväärne antibakteriaalne toime. Tänu unikaalsele antibakteriaalsele MDPB monomeerile on CLEARFIL™ SE Protectil „antibakteriaalne kaviteeti puhastav toime“. CLEARFIL™ SE Protect on nüüd isesöövitav universaalne adhesiiv. Direktsete restauratsioonide loomiseks kasutage ainult isesöövitavat praimerit koos sidusainega. Indirektsete restauratsioonide ja kõndi ülesehitamiseks segage see lihtsalt meie uue CLEARFIL™ DC Activaatoriga. Kas oskate arvata, kuidas see on võimalik? Kõik põhineb Kuraray Noritake Dental'i tõestatud MDP ja antibakteriaalse MDPB tehnoloogial õigel kombinatsioonil, mis tagab pikaajalised tulemused.

EELISED

- ✓ Praktiliselt puudub operatsioonijärgne tundlikkus
- ✓ Praimer sisaldab antibakteriaalset monomeeri (MDPB)
- ✓ Katsetatud ja tõestatud 2-astmeline isesöövitav sidussüsteem
- ✓ Kiire ja lihtne kasutamine
- ✓ Kõrge sidumisjõud emailile ja dentiinile
- ✓ Antibakteriaalne puhastav toime
- ✓ Fluoriidi vabanemine

NÄIDUSTUSED

- ✓ Direktsed restauratsioonid valguskõvastuva komposiidi või kompomeeri abil
- ✓ Kaviteedi sulgemine indirektse restauratsiooni eeltöötlusena
- ✓ Ülitundlike ja/või paljastunud juurepindade töötlemine
- ✓ Portselanist, hübriidkeraamikast või komposiidist valmistatud murdunud kroonide/sildade intraoraalne parandamine valguskõvastuva komposiidi abil
- ✓ Portselanist, hübriidkeraamikast ja kõvenenud komposiitvaigust valmistatud proteeside pinnatöötlus
- ✓ Kõndi ülesehitus valguskõvastuva või kahelkõvastuva komposiidiga
- ✓ Kaviteedi sulgemine amalgaamtäidiste all

TOOTEVALIK

ARTIKLINUMBER	CLEARFIL™ SE Protect	Toote koostis
#2870-EU	Kit	Praimer (6 ml), Bond (5 ml), 50 x 2 ühekordset aplikaatoriotsikut (valge), 1 aplikaatorivars (valge), 1 aplikaatorivars (must), 1 segamiskauss, 1 valgust blokeeriv plaat, 1 karp
#2872-EU	Value Pack	3 praimerit (6 ml), 3 bondi (5 ml)
#2881-EU	BOND	1 pudel (5 ml)
#2882-EU	PRIMER	1 pudel (6 ml)
#968-EU	CLEARFIL™ aplikaatoriotsikud	50-osaline komplekt

Lisateabe saamiseks külastage veebilehte kuraraynoritake.est

