

CLEARFIL™ SE BOND

Täpne adhesiivisüsteem suurepärase tulemuse saavutamiseks



KULDSTANDARD ISESÖÖVITAV SIDUSAINE

Kuraray CLEARFIL™ SE Bond on kõrge jõudlusega, isesöövitav sidusaine direktsete restauratsioonide jaoks – tuntud oma suurepärase ääresulu poolest tänu toote võimsale vastupidavusele hüdrolüüsile. Hambaarstide ja patsientide seas on toode hinnatud selle minimaalse operatsioonijärgse tundlikkuse tõttu. Mitmete ülikoolide ja arvamusiidrite seas peetakse CLEARFIL™ SE BOND-i kuldstandardiks. Kaheastmeline adhesiiv koosneb kahest vedelikust: isesöövitavast praimerist ja valguskõvanevast sidusainest. Tänu õrnale, tundlikkust mittepõhjustavale isesöövitavale praimerile ja head ääresulgu võimaldavale sidusainele, pakub CLEARFIL™ SE BOND suurepärast pikaajalist tulemust.

EELISED

- ✓ Vastupidav ääresulg tänu erakordselt kõrgele hüdrolüüsikindlusele ja tugevale sidumisjõule
- ✓ Minimaalne operatsioonijärgne tundlikkus
- ✓ Optimeeritud kasutatavus ja madal tehniline tundlikkus
- ✓ Veepõhine, kerge isesöövitav praimer
- ✓ Katsetatud ja tõestatud kaheastmeline isesöövitav sidussüsteem


NÄIDUSTUSED

- ✓ Direktsed restauratsioonid valguskõvaneva komposiidi või kompomeeri abil
- ✓ Kaviteedi sulgemine indirektse restauratsiooni eeltöötlusena
- ✓ Ülitundlike ja/või paljastunud juurepindade töötlemine
- ✓ Keraamikast, hübriidkeraamikast või komposiidist valmistatud murdunud kroonide intraoraalne parandamine valguskõvastava komposiidi abil
- ✓ Keraamikast, hübriidkeraamikast ja kõvenenud komposiidist proteeside pinnatöötlus

TÕELISELT VEENVAD TEADUSLIKUD TULEMUSED

MARGINAALNE KOHANEMINE EMAILI JA DENTIINIGA

CLEARFIL™ SE BOND tagab suurepärase ja püsiva ääresolu emailile ja dentiinile.




Allikas: K. Huber, G. C. Lier, B. Bott, and M. Hanning: Marginal adaptation of composite resin restorations using self-etching adhesives, Joint Meeting of the Continental European, Israeli, and Scandinavian (NOF) Divisions of the IADR, 2004, Abstract #59.

SIDUSTUVUSE TÕMBETUGEVUS EMAILILE JA DENTIINILE

CLEARFIL™ SE BOND tagab väga tugeva ja püsiva sideme nii dentiini kui ka emaili suhtes.

Toote sidumisjõud on suurem kui üheaastmelistel isesöövitavatel adhesiividel ja isegi suurem kui söövita & loputa süsteemidel emaili osas.



Source: Kuraray Medical Inc.

TOOTEVALIK

ARTIKLINUMBER	CLEARFIL™ SE BOND	Toote koostis
#1970-EU	Kit	Primer (6 ml), Bond (5 ml), 2 x 50 ühekordset aplikaatoriotsikut, 2 aplikaatorivart, 1 segamiskauss, 1 valgust blokeeriv plaat, 1 karp
#1981-EU	BOND	5 ml
#1982-EU	PRIMER	6 ml
#968-EU	Brush tips	CLEARFIL™ aplikaatoriotsikud 50-osaline komplekt

Lisateabe saamiseks külastage veebilehte kuraraynoritake.est

Kuraray Europe Benelux, Nordics, Baltics, UK & Ireland. Margadantstraat 20, 1976 DN IJmuiden, Holland
Merily Terras, +372 522 1466, Merily.Terras@kuraray.com, kuraraynoritake.eu