

CLEARFIL™ ST OPAQUER



CLEARFIL™ ST OPAQUER on valguskõvanev läbipaistmatu komposiit, mis on eriti hästi näidustatud paljastunud metalli ja tumeda hambakoe maskeerimiseks.

NÄIDUSTUSED

- ✓ Metallokeramiiliste kroonide paljastunud metallpindade maskeerimine intraoralse parandamise ajal
- ✓ Metallpostide ja -kõntide maskeerimine parandustel
- ✓ Portselanrestuaratsiooni või laminaadi alla jäävate tumenenud või plekkidega hammaste heledamaks muutmine
- ✓ Pulbikattematerjalide maskeerimine
- ✓ CLEARFIL™ ST OPAQUER on valguskõvanev opaakne komposiit, mis on eriti hästi näidustatud paljastunud metalli ja tumeda hambakoe maskeerimiseks

EELISED

- ✓ Väga opaakne
- ✓ Metalli kohene katmine ühe kihiga

TOOTEVALIK

ARTIKLI NUMBER	TOODE	TOOTE KOOSTIS
#636-EU	CLEARFIL™ ST OPAQUER B1	1 süstal 4.0 g
#637-EU	CLEARFIL™ ST OPAQUER A2	1 süstal 4.0 g

SOOVITAME LISAKS



CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS on universaalne proteesipraimer kõikideks tsementeerimis- ja parandustöödeks. See tagab suurepärase sidustugevuse kõikidele materjalidele- ränipõhisele keraamikale, tsirkooniumile, komposiitidele ja isegi metallidele- ja seda väga lihtsa protseduuri abil.



ALLOY PRIMER on metalliliimiga praimer, mida kasutatakse komposiitide ja hambaravis kasutatavate metallide, nagu kulla, titaaniumi ja teiste sulamite vahelise adhesiooni parandamiseks.

Lisainfo saamiseks külastage kuraraynoritake.est

