

PANAVIA™ V5



ÜKS TSEMENT. KÕIK TSEMENDI KASUTAMISE NÄIDUSTUSED. ÜKS ESMAKLASSILINE PROTSEDUUR.

PANAVIA™ V5 on kõigiks tsemendi kasutamise näidustusteks sobiv tsement olenemata protseduurist või seotavast materjalist! PANAVIA™ V5 teada ja tuntud protseduur üllatab teid oma enneolematu lihtsusega. Alati sama tsemenditeerimisprotseduur, spetsiaalne PANAVIA™ V5 Tooth Primer hambakoe eeltöötlemiseks ja CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS restauratsiooni praimerina.

PANAVIA™ V5 on olemasolevaist tugevaim tsement! Sellega saab kombineerida tervelt viit esteetilist värvitooni. Amiinivaba pasta tugevdab PANAVIA™ V5 vastupidavust ja värvitooni püsivust.

PANAVIA™ V5 SALADUS

Kuraray Noritake Dentali ainulaadne ja puhtaim MDP-monomeer moodustab kõige vastupidava ühendi siiski HAp-ga (hüdroksiapatiit), kuid sidustub tugevalt ka metallide ja tsirkooniumiga. PANAVIA™ V5 Tooth Primer'is ja CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS'is sisalduv MDP-monomeer tagab erakordselt vastupidava sidustuse. See on üks PANAVIA™ V5 suurepärase toimivuse saladusi!



NÄIDUSTUSED

Tsemenditeerimine:

- Kroonid, sillad, täidised ja panused
- Laminaadid
- Liimitavad sillad ja splindid
- Proteesi restauratsioon implantaadi abutmentidel ja raamid
- Postid/tihvtid ja kändid
- Amalgaamiga sidumine

OMADUSED

- Kaheli kõvastuv
- Automaatsegamisega süstal
- 5 esteetilist värvitooni
- Fluoriidi eraldav
- Amiinivaba
- Jääkide lihtne eemaldamine
- Säilivusaeg 3 aastat

LIHTSAD PROTSEDUURID¹

Hambaarst järgib iga restauratsiooni, materjali või näidustuse puhul samasugust protseduuri.

1. Kandke restauratsioonile CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS'i.
2. Kandke hambakoele PANAVIA™ V5 Tooth Primer'it.
3. Kandke restauratsioonile PANAVIA™ V5 ja seejärel paigaldage.



CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS

CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS universaalne eeltöötuse praimer sobib sidumiseks keraamika, hübriidkeraamika ja komposiitidega, samuti metalliga.



PANAVIA™ V5 TOOTH PRIMER

PANAVIA™ V5 Tooth Primer seondub hambakoega ja kõvastab pasta. Kõigepealt seonduvad ainulaadsed MDP-monomeerid emaili ja dentiiniga. PANAVIA™ V5 Tooth Primer'i kokkupuutumisel tsemendipastaga hakkab kõvastumisprotsess otsekohe kiirenema, seda nimetatakse ka puutekõvastumiseks (ingl. k Touch-Cure). Selle protseduuri tulemuseks on pasta väga hea polümeerisatsioon ja parim sidustugevus.

VIIS ESTEETILIST VÄRVITONI²

kaheli kõvastuv:

Universaalne (A2) Läbipaistev Pruun (A4) Valge



Isekõvastuv:

Läbipaistmatu



¹ Kasutusjuhendis esitatakse lühijuhised õige eeltöötuse ja õige valgustugevuse kasutamiseks.

² Tegelikud värvid võivad trükitud värvitoonidest erineda.

PANAVIA™ V5



TELLIMISTEAVE

ARTIKLI NUMBER	TOOTE NIMETUS	TOOTE KIRJELDUS	SOOVITUSLIK HIND
#3604-EU	PANAVIA™ V5, Introductory Kit Universal (A2)	1 automaatsegamisega süstal 2,4 ml pastaga, 1 PANAVIA™ V5 Tooth Primer 2,0 ml, 1 CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS, 2,0 ml, 10 segamisotsikut, 50 pealekandmispintslit (peen), 1 segamislõu	€ 137,70
#3605-EU	PANAVIA™ V5, Introductory Kit Clear	1 automaatsegamisega süstal 2,4 ml pastaga, 1 PANAVIA™ V5 Tooth Primer 2,0 ml, 1 CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS, 2,0 ml, 10 segamisotsikut, 50 pealekandmispintslit (peen), 1 segamislõu..	€ 137,70
#3600-EU	PANAVIA™ V5, Professional Kit	1 automaatsegamisega süstal 2,4 ml pastaga ja 1 proovipasta iga värvitooniga, 1,8 ml (värvitoonid: universaalne (A2), läbipaistev, pruun (A4), valge, läbipaistmatu), 1 PANAVIA™ V5 Tooth Primer 2,0 ml, 1 CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS 2,0 ml, 1 K-ETCHANT süstal 3,0 ml, 30 segamisotsikut, 10 endoosikut, 50 pealekandmispintslit (peen), 1 segamislõu, 20 nõelaotsikut	€ 428,40
#3601-EU	PANAVIA™ V5, Standard Kit Universal (A2)	1 automaatsegamisega süstal 4,6 ml pastaga, 1 PANAVIA™ V5 Tooth Primer 2,0 ml, 1 CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS 2,0 ml, 1 K-ETCHANT süstal 3,0 ml, 15 segamisotsikut, 5 endoosikut, 50 pealekandmispintslit (peen), 1 segamislõu, 20 nõelaotsikut	€ 224,40
#3602-EU	PANAVIA™ V5, Standard Kit Clear	1 automaatsegamisega süstal 4,6 ml pastaga, 1 PANAVIA™ V5 Tooth Primer 2,0 ml, 1 CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS 2,0 ml, 1 K-ETCHANT süstal 3,0 ml, 15 segamisotsikut, 5 endoosikut, 50 pealekandmispintslit (peen), 1 segamislõu, 20 nõelaotsikut	€ 224,40
#3611-EU	PANAVIA™ V5, Refill Paste Universal (A2)	1 automaatsegamisega süstal 4,6 ml, 20 segamisotsikut	€ 127,50
#3612-EU	PANAVIA™ V5, Refill Paste Clear	1 automaatsegamisega süstal 4,6 ml, 20 segamisotsikut	€ 127,50
#3613-EU	PANAVIA™ V5, Refill Paste Brown (A4)	1 automaatsegamisega süstal 4,6 ml, 20 segamisotsikut	€ 127,50
#3614-EU	PANAVIA™ V5, Refill Paste White	1 automaatsegamisega süstal 4,6 ml, 20 segamisotsikut	€ 127,50
#3615-EU	PANAVIA™ V5, Refill Paste Opaque	1 automaatsegamisega süstal 4,6 ml, 20 segamisotsikut	€ 127,50
#3621-EU	PANAVIA™ V5, try-in paste Universal (A2)	1 süstal 1,8 ml	€ 28,50
#3622-EU	PANAVIA™ V5, try-in paste Clear	1 süstal 1,8 ml	€ 28,50
#3623-EU	PANAVIA™ V5, try-in paste Brown (A4)	1 süstal 1,8 ml	€ 28,50
#3624-EU	PANAVIA™ V5, try-in paste White	1 süstal 1,8 ml	€ 28,50
#3625-EU	PANAVIA™ V5, try-in paste Opaque	1 süstal 1,8 ml	€ 28,50
#3626-EU	PANAVIA™ V5 Mixing Tip (20 stuks)	20 segamisotsikut	€ 24,20
#3629-EU	PANAVIA™ V5 Endo Tip (20 stuks)	20 endoosikut	€ 33,70
#3635-EU	PANAVIA™ V5 Tooth Primer à 4ml	1 pudel 4 ml	€ 59,10
#3637-EU	CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS	1 pudel 4 ml	€ 98,60

Hindu võidakse muuta ja need võivad sisaldada trüükivigu; hinnad ei sisalda käibemaksu.