

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ RelyX™ Universal
komposiittsement

Hüvasti keerukus.



Kaks toodet, mis teevad ära kõik vajaliku.

3M™ RelyX™ Universal komposiitsemment toimib nii iseseisvalt isekinnituva tsemendina kui ka adhesiivse tsemendina koos **3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhesiiviga**.

Nii lihtne, kuid samas nii võimas.

- Kaks komponenti sisuliselt kõigi indirektsete ja direktsete adhesiivnäidustuste jaoks
- RelyX Universal komposiitsemendi silmapaistev isekinnituvus
- Scotchbond Universal Plus adhesiiv tugevdab veelgi adhesiooni kõikidel töödeldavatel pindadel
- Ainulaadne 3M-i automaatsegamisega süstal
- Lihtsustatud jäägi eemaldamine
- Kõrge esteetika



Üheskoos kõrvaldavad need tooted segaduse ja tüli, mis kaasneb mitme erineva tsemendi, praimeriga ja adhesiivi kasutamisest, **lihtsustades direktsete ja indirektsete restauratsioonide töövoogu**. Kuna edaspidi on sahtlis vaja hoiustada vähem tooteid, hoiate kokku ruumi, aega ja raha.

(R)evolutsiooniline süstal.

Patenditud 3M erikonstruktsioon viib automaatsegamisega tsemendi aplitseerimise uuele tasemele. Välja töötatud teie vajadustest lähtuvalt, et annustamine, puhastamine ja hoiustamine oleksid lihtsad. Väike, vähese jäägikogusega 3,4 g süstal annab piisavalt materjali umbes 15 aplitseerimiseks.

Lihtsustatud jäägi eemaldamine

Tõhus kuni viimase etapini. Ainulaadne keemiline koostis tagab ülemäärase väljavoolu püsivuse restauratsiooni ääriste piires ja selle saab pärast kiirkõvastamist lihtsalt eemaldada.



3M™ Lava™ esteetilise fluorestsents täiskontuur-tsirkooniumsilla isekinnituva adhesiooniga; foto: dr. Jan Gueth, Saksamaa

Väiksem laovaru, suurem sääst

95%

hambaarstidest nõustus, et RelyX Universal komposiitsemment aitab vähendada laovaru ja säästa kuludelt.

Lihtsustab abipersonali tööd

97%

hambaarstidest nõustus, et ühe universaalse komposiitsemendi kasutamine mitme asemel lihtsustab abipersonali tööd.

“Suurepärase hügieeniline annustamissüsteem vähese jäägikogusega.”
M.W., Suurbritannia***

80%
vähem tsemendijääke* tänu mikrosegamisotsikule


Hügieenilisem.** Ilesulguv, mistõttu saab hoiustada ilma kasutatud segamisotsikuta.

Peenike ja pikk pikendusotsik võimaldab hõlpsat kasutamist juurekanalis



Erakordselt tugev isekinnitumise adhesioon tagab maksimaalse efektiivsuse.

Tänu laitmatule isekinnitumise adhesioonile dentiini pinnal toimib RelyX Universal komposiitsemendil usaldusväärset enamikel juhtudel ilma täiendava adhesiivi või praimeriga kasutamise vajaduseta. Kasutatav keemiliselt kõvastavana ja valguskõvastatavana.




“Lihtne käsitseda, vähe komponente ja seetõttu väiksem eksimisevõimalus.”
J.L., Saksamaa***

Ergonoomilisem kuju ja
50% vähem plastjätmeid*

Adhesiiv, mis on tugev kaaslane igas protseduuris.

3M™ Scotchbond™ Universal Plus on esimene röntgenkontrastne, kõik ühes universaalne adhesiiv kõikide direktsete ja indirektsete protseduuride sidustamisnäidustuste puhul. Ja tegemist on täielikult ühtlustatud süsteemiga: tsemend kõvastab adhesiivi, mistõttu pole valguskõvastamist vaja teha.


Scotchbond Universal Plus adhesiiv on universaalne praimer igasuguste materjalide, sh klaaskeraamika jaoks, ja tugevdab veelgi tsemendi suurepäraselt iseliimuvat liidet, nt tsirkooniumiga.



Postoperatiivne tundlikkus sisuliselt puudub

99% hambaarstidest kinnitas, et RelyX Universal komposiitsemendil postoperatiivne tundlikkus sisuliselt puudub***

Kõrge esteetika nelja püsiva, fluorestsentsse tooniga



Läbipaistev (TR)

A1

A3 Opaak (A3O)

Valge Opaak (WO)

Tellimisteave

3M™ RelyX™ Universal komposiitsemend

Toote nr Toote teave

Tutvustuskomplekt

56968 4 × 3M™ RelyX™ Universal komposiitsemendi süstalt toonides TR, A1, A3O, WO (igaüks 3,4 g), 60 × 3M™ RelyX™ Universal mikrosegamisotsikut, 20 pikendusotsikut, 1 vial 3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhesiiv (5 ml), 1 × 3M™ Scotchbond™ Universal Etchant (3 ml), 25 sinist happe otsikut, 50 oranži mikroharja, samm-sammulised juhised

Proovikomplektid

Iga proovikomplekt sisaldab: 1 × 3M™ RelyX™ Universal komposiitsemendi süstal (3,4 g), 15 × 3M™ RelyX™ Universal mikrosegamisotsikut, 5 pikendusotsikut, 1 vial 3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhesiiv (1,5 ml), 1 × 3M™ Scotchbond™ Universal hape (3 ml), 25 sinist happe otsikut, 50 oranži mikroharja, samm-sammulised juhised

56969 Toon TR **56970 Toon A1**

Täitepakendid

Iga täitepakend sisaldab: 1 × 3M™ RelyX™ Universal komposiitsemendi süstal (3,4 g), 15 × 3M™ RelyX™ Universal mikrosegamisotsikut, 5 pikendusotsikut

56971 Toon TR **56973 Toon A3O**

56972 Toon A1 **56974 Toon WO**

Säästupakid

Iga säästupakk sisaldab: 3 × 3M™ RelyX™ Universal komposiitsemendi süstalt (igaüks 3,4 g), 45 × 3M™ RelyX™ Universal mikrosegamisotsikut, 15 pikendusotsikut

56977 Toon TR **56978 Toon A1**

Segamisotsikud

56975 30 × 3M™ RelyX™ Universal mikrosegamisotsikut

56976 15 × 3M™ RelyX™ Universal mikrosegamisotsikut koos pikendusotsikutega

3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhesiiv

Pakend

41293 Alustuskomplekt 1 × 3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhesiiv (5 ml), 50 ühekordselt kasutatavat harja, 1 × 3M™ Scotchbond™ Universal Etchant (3 ml), 25 otsikut

Täitepakend 3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhesiiv (5 ml)

41294 1 × 5 ml **41295 3 × 5 ml**

Üksikdoosid

3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhesiivi üksikdoosid, 1 × 3M™ Scotchbond™ Universal Etchant (3 ml), 25 otsikut

41297 Alustuskomplekt 50 × L-Pop™ **41299 200 × L-Pop™**

41298 100 × L-Pop™ **41304 400 × L-Pop™**

3M™ Scotchbond™ Universal Etchant söövitav geel

41263 2 × 3M™ Scotchbond™ Universal Etchant (igas 3 ml), 50 otsikut



3M™ RelyX™ Universal komposiitsemendi alustuskomplekt (56968)



3M™ RelyX™ Universal komposiitsemendi proovikomplekt TR (56969)



3M™ RelyX™ Universal komposiitsemendi täitepakend TR (56971)



3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhesiivi täitepakend (41294)



3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhesiivi üksikdoos 100 L-Pop™-i (41298)

3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhesiivi üksikdoos:

Tõhusaks hügieenihalduseks. Vähendab ristsaastumise ohtu.

3M

3M.com

3M Eesti OÜ
Veerenni 40a
10138 Tallinn
Eesti

fzucker@mmm.com
www.3M.ee

3M, Lava, RelyX ja Scotchbond on ettevõtte 3M Company või 3M Deutschland GmbH kaubamärgid. Kanadas kasutatakse litsentsi alusel. Kõik muud kaubamärgid kuuluvad teistele ettevõtetele. © 3M 2020. Kõik õigused kaitstud.