


AH Plus® Biokeraamiline siiler

Mis eristab seda siilerit teistest?

Biokeraamiliste siilerite bioaktiivsus on oluline, kuid sul on vaja enamasti, et kindlustada stabiilne sulgus.



Apikaalosa sulgus on lõpule viidud alles siis, kui siiler on kõvanenud. AH Plus® Biokeraamiline siiler eristub ülejäänutest, kuna kõvaneb kiiresti, on kõrge mittelahustuva omadusega ja on röntgenkontrastsem kui praegused turuliidrid.




1. Andmed failis, võrreldud: EndoSequence® BC Sealer™, TotalFill® BC Sealer™, EdgeBioCeramic™ Sealer.

AH Plus® Biokeraamiline siiler



**Tähelepanu,
VALMIS OLLA,
läks!**



1. andmed failis. Sama lahustuvus kui EndoSequence® BC Sealer™, TotalFill® BC Sealer™, EdgeBioCeramic™ Sealer.



2. Andmed failis



3. toote formuleering

AH Plus® Biokeraamiline siiler



Alustuskomplekt	B KT AHBS 000 000	Süstal	B 00 AHBS 100 03G	Kanüülid	B 00 AHBS 020 24G
-----------------	-------------------	--------	-------------------	----------	-------------------

ProTaper Ultimate™ Conform Fit® gutapertši tihvtid

Karp 60 gutapertši tihvtiga

F1	B NS PULG FGP OF1
F2	B NS PULG FGP OF2
F3	B NS PULG FGP OF3
FX	B NS PULG FGP OFX
FXL	B NS PULG FGP FXL

ASSORTII

F1-F3
12x-F1, 24x-F2, 24x-F3 B NS PULG FGP AST

WaveOne® Gold Conform Fit® gutapertši tihvtid

Karp 60 gutapertši tihvtiga

Small	B 00 WGGP F00 SML
Primary	B 00 WGGP F00 PRI
Medium	B 00 WGGP F00 MED
Large	B 00 WGGP F00 LRG
ASSORTII	B 00 WGGP F00 AST

TruNatomy® Conform Fit® gutapertši tihvtid

Karp 60 gutapertši tihvtiga

Small	B 00 TNGP F00 SML
Prime	B 00 TNGP F00 PRM
Medium	B 00 TNGP F00 MED
ASSORTII	B 00 TNGP F00 AST


Kolmekordse lukuga obturatsioon

Vaid DS ravilahendus saavad teile pakkuda unikaalset süsteemi **Triple Lock™**:

(1) Kindlusta oma kanali preparatsioonile ideaalne kuju. (2) Saavuta ideaalne vastavus *Conform Fit®* gutapertši tihvtidega, mis sobituvad nende unikaalsete kujudega.¹ (3) Lõpetuseks - saavuta tühimikevaba side guttapertši ja kanali seinte vahel AH Plus® Biokeraamilise siileriga.¹

Biokeraamiline siiler

AH Plus® Biokeraamiline siiler kõveneb kiirelt, viimane samm stimuleerimaks kudede paranemist!¹



Täpne kuju

Iga hammas on erinev; iga arstil on oma eelistused. Meie ravilahenduse instrumendid tagavad preparatsioonile ideaalse kuju.

Conform Fit® Tehnoloogia

Vähem raiskamist ja ajasäästlik, kuna esimene tihvt sobitub iga kord.¹

Avasta milline DS ravilahendus sobib kõige paremini.

ProTaper Ultimate™ | WaveOne® Gold | TruNatomy®


1. Andmed failis

Sea endale uued standardid

AH Plus® Biokeraamiline siiler

1 Bioühilduv

Tagab ideaalse keskkonna hüdroksüapatiidi moodustumiseks aidates kaasa keha enda paranemisprotsessile.¹




2 Tühimike vaba

Meie siiler toodab dentiini tuubulites laia valiku hüdroksüapatiidi kristalle. Olles lipofiilne ja hüdrofiilne kindlustab tühimikevaba sulguse samaaegselt kanali seina ja guttapertši vahel. Ei ole vaja lisa guttapertši tihvte.¹

3 Hea vastupanu lahustumisele

Tänu madalale lahustuvusele ja õhukesele kihile, sulgeb meie siiler juurekanali stabiilselt.




2. andmed failis. Sama kihi paksus EndoSequence® BC Sealer™, TotalFill® BC Sealer™, EdgeBioCeramic™ Sealer.
3. andmed failis. Sama lahustuvuse tulemus EndoSequence® BC Sealer™, TotalFill® BC Sealer™, EdgeBioCeramic™ Sealer.

4 Mugavus


Mugavus, mille tagab eelsegatud toode väikese 24 GA kanüüliga süstlas, mida saab otse kanalisse asetada.¹

Conform Fit® Tehnoloogia



Sobivus **Conform Fit®** guttapertšiga

VS



Sobivus **odavam** guttapertšiga

1. andmed failis 28l kujundatud kaviteedil 5. 28 juhulikkku tihvti

Gutta-Percha	Dentsply Tulsa Dental Specialties 608 Rolling Hills Drive, Johnson City, TN 37604	EC REP	2797
AH Plus® Bioceramic Sealer	Maruchi, 2-208, Medical Industry Complex Bldg., 42-10, Taejanggongdan-gil, Wonju-si, Gangwon-do, KR-26331	Biogeri Am Pfeilshof 12, DE-22303 Hamburg	0197



INL / B EN AH00 BRC 000 /00/2021 -created 07/2021