



Paint 3D

Universaalne värvimissüsteem.
3D-efektiga pastad.

Universaalne värvimissüsteem.
3D-efektiga pastad.

Paint 3D



Paint 3D on universaalne värvimissüsteem hambakeraamika individuaalseks toonimiseks ja glasuurimiseks CTE vahemikus 9.4 kuni 17.5 x 10 –6/K.

See sobib suurepäraselt freesitavatele, pressitavatele ja laminaatlahendustele – sealhulgas tsirkooniumoksiidile, liitiumdisilikaadile ja teistele klaaskeraamikatele. Paint 3D pakub laia kasutusvõimaluste spektrit ja maksimaalset paindlikkust igapäevases laboritöös.

Innovatiivsed 3D-efektiga pastad avavad uusi loomevõimalusi ja annavad pindadele muljetavaldava kolmemõõtmelise sügavuse ja tekstuuri. Olgu tegemist loomulike või silmapaistvate efektidega – need pastad muudavad ka kõige pisemad detailid realistlikeks hambatöödeks.

Tänu spetsiaalsele konsistentsile on pastasid lihtne peale kanda ja vormida, mis teeb need sobivaks ka keerukamate projektide jaoks, kus täpsus ja efektiivsus on määrava tähtsusega. Paint 3D tehnika hoiab kokku tööaega säilitades esteetika detailitäpsusega – tulemuseks professionaalsed tööd kõrgeimal tasemel.

Tehnilised andmed



Tüüp
Madala temperatuuriga
klaaskeraamika



Pastad
3D glasuurefektiga
pastad



CTE vahemik
9.4 – 17.5 x 10 –6/K



Kasutusvaldkonnad
Tsirkooniumoksiid,
liitiumdisilikaat,
laminaatkeraamika



**Pealekandmis-
tehnikad**
Märg-märjale,
klassikaline

1

Universaalne värvisüsteem

Mitmekülgne kasutus hambakeraamikal CTE vahemikus $9,4$ kuni $17,5 \times 10^{-6}/K$



Sobib tsirkoonium-, frees-, presskeraamikale ja teistele lahendustele (täiskeraamika ja metallokeramika)

Enne põletust



Pärast põletust



Põletuskindlad värvitoonid – mida näed, seda saad!

2

3D-efektiga pastad

Loob kolmemõõtmelisi efekte ja tekstuure elava ja loomuliku esteetika saavutamiseks



Ainulaadne optiline sügavus isegi õhukese kihina

Enne põletust



Pärast põletust



Spetsiaalne tekstuurpasta mahukate, kolmemõõtmeliste pindade loomiseks

3

Lihtne kasutus

Intuiitiivne ja lihtne pealekandmine aja kokkuhoiuks ja järjepidevate tulemuste saavutamiseks



Kasutusvalmis konsistents



Lihtne kasutamine glasuurefektidega

Tarnimisvormid


Värvid

White Esthetics – pastad fluorestsentsiga


Pasta kogus purgis

4 g

Dentiin



Email



Efekt



Intensiivne efekt




Glasuur ja tekstuur



Roosad esteetilised – pastad ilma fluorestsentsita

Põhi



Efekt



Glasuur ja tekstuur



Tootja

DSSM AG
Im alten Riet 9
9494 Schaan
Liechtenstein
sagemax.com

Universaalvedelik



767512

Startdikomplekt



767479

Igemekomplekt



767512