

INFIBRA

paindlik ja tugev fiiberlint
esteetilisteks lahendusteks

InFibra on UHMW-polüetüleenist fiiberlint, mis pakub metallivaba tuge erinevates hambaravilahendustes, mis tagab kõrge tugevuse ja suurepärase sobivuse komposiit- ja akrüülmaterjalidega.

Eelised:

- Paindlik ja kergesti vormitav
- Valge ja läbipaistev
- Kuni 15× tugevam kui teras
- Biosobiv ja stabiilne
- Sobib kõigi komposiitide ja akrüülvedelikega

Kasutusvaldkonnad:

- Ajutiste sildade valmistamine
- Ortodontilised retainerid
- Parodontaalsed lahased
- Proteeside ja sildade tugevdamine
- Implantaatide ühendustalad

Kohe saadaval laiused 1 mm,
2 mm ja 3 mm, pikkusega 50 cm.



*Tänu oma omadustele sobib InFibra®
ideaalselt kasutamiseks seal, kus oled
harjunud kasutama Kerr Constructi.*